

Recombinant Human OX40L (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B555706 | **BioLegend** | Herstellernummer: 555706

700,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: BA

Format: RECOM

Verpackung: 100 µg

Recombinant Human OX40L (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: TNFSF4, CD252, GP34, CD134L, TXGP1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=10310>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>