

## APC anti-mouse CD11a/CD18 (LFA-1)

Rat IgG1, kappa  
H155-78

**BioLegend**  
From Revvity



200 µg

Artikel-Nr.: B141010 | BioLegend | Herstellernummer: 141010

**271,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** H155-78  
**Format:** APC  
**Isotype:** kappa, Rat IgG1  
**Species of Origin:** Rat  
**Verpackung:** 200 µg

APC anti-mouse CD11a/CD18 (LFA-1)

Clone: H155-78  
Isotype: Rat IgG1, kappa  
Other\_Names: alphaL integrin, Lymphocyte function-associated antigen 1, LFA-1 alpha subunit, Ly-15, Ly-21, ITGAL, ITGB2  
Size: 200 µg

Reactivity: Mouse  
Format: APC  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=10369>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>