

# LEGENDplex Mouse TNF-alpha Capture Bead A7, 13X

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B740154 | **BioLegend** | Herstellernummer: 740154

**95,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**App\_Abbrev:** Multiplex - Component

**Format:** LPLEX

**Species of Origin:** N/A

**Verpackung:** 100 tests (270 µL)

LEGENDplex Mouse TNF-alpha Capture Bead A7, 13X

Clone:

Isotype:

Other\_Names: TNF-a, TNFa, TNF alpha

Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Mouse

Format: LPLEX

App\_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=10700>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>