

APC anti-human CD137L (4-1BB Ligand)

Mouse IgG1, kappa
5F4

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B311506 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 311506

271,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 5F4

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD137L (4-1BB Ligand)

Clone: 5F4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: 4-1BBL, CD137L, TNFSF9, 41BBL

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5419>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>