

## Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, steril

graduier, DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei  
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 250 Stück

Artikel-Nr.: 710319 | Biozym

**16,70 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Mit Druckverschluss

**Graduierung:** graduier

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Material:** PP

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** Beutel à 250 Stück

**Volumen:** 1.5 ml

#### Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, steril

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.1 ml)
- Maximalvolumen 1.6 ml
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNA-, DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis > 20.000 x g problemlos möglich (max.35.000 x g, nicht ständig getestet)
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung geeignet
- "Boil Proof - fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Autoklavierbar