

PCR 0,1 ml Disc à 72 Tubes für Rotor-Gene(TM)

einzelnen geblistert, für Qiagen/Corbett Rotor-Gene
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogen-, PCR Inhibitor frei



1 Beutel à 24 Discs

Artikel-Nr.: 711203 | Biozym

272,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Kategorie: Rotorgene

Produktlinie: Classic Line

Verpackung: 1 Beutel à 24 Discs

Volumen: 0.1 ml

- Die 72-Well 100 µl Tube Discs Art.Nr. 711203 sowie 100-Well 25 µl Tube Discs Art.Nr. 711205 wurden speziell für den Qiagen Rotor-Gene™ entwickelt.
- Die Produkte sind zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase, PCR Inhibitoren und Pyrogenen.