

Brilliant Violet 510 anti-human CD90 (Thy1)

Mouse IgG1, kappa
5E10

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B328126 | **BioLegend** | Herstellernummer: 328126

255,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 5E10
Format: BV510
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Brilliant Violet 510 anti-human CD90 (Thy1)

Clone: 5E10
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Thy-1, Thy1
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: BV510
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8604>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>