

Purified anti-Streptavidin

Mouse IgG2b, kappa
3A20.2

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B410501 | **BioLegend** | Herstellernummer: 410501

176,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 3A20.2

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µg

Purified anti-Streptavidin

Clone: 3A20.2

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: SAv

Size: 500 µg

Reactivity:

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=10685>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>