

Filter-Spitzen, 50 µl, farblos, steril

Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück



Artikel-Nr.: 750805 | [Biozym](#)

958,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja

Gelistert: nein

Gerät: epMotion

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Eppendorf

Sterilität: steril

Verpackung: 4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück

Volumen: 50 µl