

Spitzen, 50 µl, farblos

Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück



Artikel-Nr.: 750800 | [Biozym](#)

437,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein
Geblistert: nein
Gerät: epMotion
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Eppendorf
Sterilität: unsteril
Verpackung: 4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück
Volumen: 50 µl