

Filter-Spitzen, 300 µl, farblos, steril

Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück



Artikel-Nr.: 750815 | [Biozym](#)

957,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja
Geblistert: nein
Gerät: epMotion
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Eppendorf
Sterilität: steril
Verpackung: 4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück
Volumen: 300 µl