

Spitzen, 300 µl, farblos
Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück



Artikel-Nr.: 750810 | [Biozym](#)

437,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: epMotion

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Eppendorf

Sterilität: unsteril

Verpackung: 4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück

Volumen: 300 µl