

Filter-Spitzen, 1000 µl, farblos, steril

Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück



Artikel-Nr.: 750825 | [Biozym](#)

948,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja

Gelistert: nein

Gerät: epMotion

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: Eppendorf

Sterilität: steril

Verpackung: 4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück

Volumen: 1000 µl