

## Spitzen, 1000 µl, farblos, steril

Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück



Artikel-Nr.: 750823 | Biozym

**494,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

---

### Beschreibung

**Filter:** nein  
**Geblistert:** nein  
**Gerät:** epMotion  
**konduktiv:** nein  
**Roboter Hersteller:** Eppendorf  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück  
**Volumen:** 1000 µl