

## iStir Uno Motorless Magnetic Stirrer



1 Stück

Artikel-Nr.: 552696 | Biozym

**195,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Digitaldisplay:** ja

**Kategorie:** Magnetrührer

**Max. Kapazität:** 0.8 l

**Oberfläche:** Edelstahl

**Plattform Durchmesser:** bis 140 mm

**Rührfunktion:** ja

**Verpackung:** 1 Stück

**Ohne Motor – völlig wartungsfrei – nur 12 mm hoch**

- 15 bis 1.500 rpm mit Anzeige
- Edelstahl-Oberfläche (bis 800 ml)
- Mikroprozessor gesteuerte Beschleunigung
- Digitales Display
- Timerfunktion
- Abmessungen: 120 x 164 x 12 mm
- Gewicht: 400 g