

Quattro-Rack Smart, farblich gemischt

32x0.5ml, 32x1.5/2.0ml, 12+18x5ml, 4x50ml

LxBxH = 173 x 91 x 50 mm



Packung à 4 Stück

Artikel-Nr.: 730180 | Biozym

46,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Farbe: gemischt

Gefäßgröße: 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml, 15 ml, 50 ml

Stellplätze: 4, 12, 32

Verpackung: Packung à 4 Stück