

## TrapRack Multi, weiß

für je 4 Gefäße mit Durchmesser von 12 bis 30 mm



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 732660 | Biozym

**16,10 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit

**Durchmesser des Röhrchens:** 12 bis 30 mm

**Farbe:** weiß

**Stellplätze:** 4

**Verpackung:** Packung à 2 Stück

Die TrapRacks nehmen aufgrund der flexiblen Aufnahmebohrungen (gefederte Kunststoffstege) pro Rack 4 Gefäße mit einem Durchmesser von 12 mm bis 30 mm auf (z.B. 5 ml Serum Röhrchen bis 50 ml Tubes).

Die Gefäße stehen aufrecht im offen gestalteten Rack, so dass die freie Sicht auf ein seitlich angebrachtes Label möglich ist.

- TrapRacks sind an den Seiten zusammensteckbar, um eine gewünschte Aufnahmekapazität von Gefäßen flexibel zu ermöglichen
- Die offenen Seiten der Racks ermöglichen eine ungehinderte Sicht auf angebrachte Label
- Die Gefäße stehen senkrecht in den Bohrungen
- Autoklavierbar
- Packung à 2 TrapRacks
- Erhältlich in 5 Farben (Weiß, Blau, Grün, Gelb, Pink) und 3 Farbkombi Packungen (Blau + Grün; Blau + Gelb; Weiß + Pink)
- Abmaß für ein Rack = 181 x 56 x 76 mm

**ACHTUNG:** Beim Transport der Racks sollten diese immer unterhalb des Bodens gefasst werden. Greifen Sie bitte nicht mit den Fingern zwischen die Kunststoffstege.

**ACHTUNG:** Sollten Sie Ober- und Unterteil der Racks voneinander trennen, um eigene, bunte Farbkombinationen zu gestalten, geschieht dies auf eigene Gefahr. Sie können dabei möglicherweise die Verbindungspunkte eines TrapRacks irreversibel beschädigen.