

## MC-12 High Speed Microcentrifuge

inkl. 12 x 1.5/2.0 ml Rotor



1 Stück

Artikel-Nr.: 55C1612-E | **Benchmark** | Herstellernummer: C1612-E

**1.845,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Display (LCD):** ja

**Drehzahlregelung/Timer:** ja

**Kapazität:** 1.5/2.0 ml

**max. RCF (x g):** über 15000

**Positionen (1.5/2.0 ml):** 9 bis 12

**Verpackung:** 1 Stück

- Weniger als 23 cm breit
- Großes LCD-Display mit RCF-Konvertierung
- Flüsterleiser Betrieb
- Stoppt und öffnet in nur 10 Sekunden
- Kapazität 12 Röhrchen (1,5 ml) / 16.100 x g

### Technische Daten:

- Geschwindigkeit: 15.000 rpm / 16.100 x g
- Kapazität: 12 x 1,5 / 2,0 ml Tubes
- Abbremszeit: 10 Sekunden
- Beschleunigung: 12 Sekunden
- Einstellstufen: 100 rpm / 100 rcf
- Timer: 20 sec. bis 99 min./ Dauerbetrieb
- Abmessungen: 27 x 22 x 15 cm
- Gewicht: 4,8 kg
- Universal Spannungsversorgung: 115-230 V, 50-60 Hz