

## myBlock Mini (55BSH200-E) + Block 15 x 1.5/2.0 ml (55BSH100-1520)

1 Set

Artikel-Nr.: A55BSH200-E | **Aktion**



**345,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Technische Spezifikationen

### myBlock Mini - Heizblock

#### Technische Daten:

- **Temperaturbereich:** RT plus 5 °C bis 100 °C
- **Temperaturgenauigkeit:** +/- 0,5 °C
- **Temperaturschritte:** 0,1 °C
- **Temperatur Uniformität:** +/- 0,2 °C
- **Abmessungen:** 10,5 x 15 x 11,5 cm
- **Blockabmessung:** 4,7 x 7,1 x 3,2 cm
- **Gewicht:** 1 kg
- **Stromversorgung:** 100-240 V, 50-60 Hz, 240 W

## Beschreibung

**Eigenschaften:** Wechselblockdesign

**Format:** 15 x 1.5/2.0 ml, Basiseinheit

**Kapazität:** Custom Blöcke, Tubes

**Kategorie:** Heizblock

**Verpackung:** 1 Set

### myBlock Mini Digital Dry Bath inklusive Block 15 x 1,5 / 2,0 ml

- **Kompakt:** passt auf eine Handfläche
- **Austauschblöcke:** für 0.2 bis 50 ml Tubes
- **RT bis 37 °C in 2 Minuten**
- **Temperaturbereich:** RT plus 5 bis 100 °C