

Rotating Mixer

with Rotisserie for 1.5/2.0, 15 and 50 ml tubes



1 Stück

Artikel-Nr.: 55R5010-E | **Benchmark** | Herstellernummer: R5010-E

1.348,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Display: ja

Variable Drehzahl: ja

Verpackung: 1 Stück

- Geschwindigkeit und Neigungswinkel anpassbar
- Umkehr-Modus, für noch intensiveres Mischen
- Sicher im Kühlraum und Inkubator
- Beinhaltet 3 verschiedene Rotoren für alle gängigen Tubes

Technische Daten:

1. Geschwindigkeit: Variabel, 1 bis 40 rpm
2. Neigungswinkel: Variabel, 0° bis 90°
3. Kapazität: 12 x 50 ml, 20 x 15 ml oder 48 x 2,0 ml
4. Timer: 1 Sek. bis 9 Stunden oder kontinuierlich
5. Temperaturbereich: +4 bis +60 °C
6. Abmessungen (B x T x H): 21 x 27 x 32 cm
7. Gewicht: 3,2 kg
8. Strom: 240 V, 50-60 Hz, 25 W