

Finntip 0.2 - 10 µl, pink, steril

32 mm, DNA-, DNase-, RNase-, Endotoxinfrei
für F1, F2, Novus Pipetten bis 10 µl (mikro)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674419 | Thermo | Herstellernummer: 9400303



116,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: kurz

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück