

Nichipet Premium Starter Kit I 10/100/1000

1-Kanal 0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl
inkl. Tube Opener und 3 Spitzen Racks

1 Stück



Artikel-Nr.: 656033 | Nichiryo

669,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Nichipet Premium

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen