

Nichipet Premium Starter Kit III 2/10/100

1-Kanal 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 10-100 µl
inkl. Tube Opener und 3 Spitzen Racks

1 Stück



Artikel-Nr.: 656035 | Nichiryo

669,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Nichipet Premium

Pipettenvolumen: bis 100 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen