

FX Module

Fluorometer accessory for
DS-11 / DS-11+ / DS-8X / DS-C

DeNovix



1 Stück

Artikel-Nr.: 31FXMODULE | DeNovix

3.195,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Upgrade auf Fluoreszenz

Erweitern Sie jedes DeNovix DS-11-, DS-11+-, DS-8X oder DS-C-Spektrophotometer sofort um die Leistung der Fluoreszenzerkennung.

Das FX-Modul verwendet die gleiche Fluoreszenzerkennung wie DS-11 FX, DS-11 FX+ und QFX. Schließen Sie einfach dieses über USB betriebene Zubehör an und die fluorometrischen EasyApps von DeNovix sind sofort aktiviert.