

APC anti-human CD276 (B7-H3)

Mouse IgG1, kappa
MIH42

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B351006 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 351006

252,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: MIH42

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD276 (B7-H3)

Clone: MIH42

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: B7RP2

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=10441>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>