

Purified anti-human TACSTD2 (TROP2)

Mouse IgG2a, kappa
NY18

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B363801 | **BioLegend** | Herstellernummer: 363801

67,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: NY18

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-human TACSTD2 (TROP2)

Clone: NY18

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: TROP-2, EGP1, Tumor-associated calcium signal transducer 2, GP50, M1S1, EGP-1, GA7331, GA733-1

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=10414>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>