

## Purified anti-human TACSTD2 (TROP2)

Mouse IgG2a, kappa  
NY18

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B363802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 363802

**144,75 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** NY18

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG2a

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-human TACSTD2 (TROP2)

Clone: NY18

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other\_Names: TROP-2, EGP1, Tumor-associated calcium signal transducer 2, GP50, M1S1, EGP-1, GA7331, GA733-1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=10414>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>