

PE anti-human Dopamine Receptor D1 (DRD1)

Mouse IgG2b, kappa
L205G1

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B366404 | **BioLegend** | Herstellernummer: 366404

216,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: L205G1

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human Dopamine Receptor D1 (DRD1)

Clone: L205G1

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: DADR, DRD1A, DRD1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11687>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>