

Purified anti-Myelin Basic Protein

Mouse IgG2b, kappa
SMI 99

BioLegend
From Revvity



100 µL

Artikel-Nr.: B808401 | **BioLegend** | Herstellernummer: 808401

165,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, IHC-P, WB
Clone: SMI 99
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2b
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µl

Purified anti-Myelin Basic Protein

Clone: SMI 99
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: MBP, Golli-MBP, myelin A1 protein, myelin membrane encephalitogenic protein
Size: 100 µL

Reactivity: Human, Mouse, Rat
Format: PURE
App_Abbrev: IHC-P, WB, ICC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11469>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>