

Anti-Neurofilament M (NF-M)

Rabbit Polyclonal IgG

Poly28410

BioLegend
From Revvity



100 µL

Artikel-Nr.: B841001 | **BioLegend** | Herstellernummer: 841001

251,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: IHC-P, WB

Clone: Poly28410

Format: SERUM

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Species of Origin: Rabbit

Verpackung: 100 µl

Anti-Neurofilament M (NF-M)

Clone: Poly28410

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Other_Names: 160 kD Neurofilament Protein, Neurofilament Triplet M Protein, Neurofilament-3 (150 Kd Medium), Neurofilament, Medium Polypeptide 150kD

Size: 100 µL

Reactivity: Human, Rat, Mouse

Format: SERUM

App_Abbrev: IHC-P, WB

Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11130>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>