

Recombinant Human Tau-441 (2N4R)

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B842501 | BioLegend | Herstellernummer: 842501

133,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Format: RECOM

Verpackung: 25 µg

Recombinant Human Tau-441 (2N4R)

Clone:

Isotype:

Other_Names: Microtubule-Associated Protein Tau, Phf-Tau, Paired Helical Filament-Tau, Neurofibrillary Tangle Protein, Microtubule-Associated Protein Tau, Isoform 4, G Protein Beta1/Gamma2 Subunit-Interacting Factor 1

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: RECOM

App_Abbrev: WB

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11621>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>