

Purified anti-GFP Epitope Tag

Mouse IgG1

B34

BioLegend
From Revvity



200 µL

Artikel-Nr.: B902601 | **BioLegend** | Herstellernummer: 902601

213,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: Purification, WB
Clone: B34
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 200 µl

Purified anti-GFP Epitope Tag

Clone: B34
Isotype: Mouse IgG1
Other_Names: Green Fluorescent Protein
Size: 200 µL

Reactivity: Aequorea victoria, Epitope tag
Format: PURE
App_Abbrev: WB, Purification
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11364>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>