

Purified anti-beta-Tubulin

Mouse IgG1, kappa
TU27/Tubulin

BioLegend
From Revvity



250 µL

Artikel-Nr.: B903401 | **BioLegend** | Herstellernummer: 903401

234,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, IHC, WB
Clone: TU27/Tubulin
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 250 µl

Purified anti-beta-Tubulin

Clone: TU27/Tubulin
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Tubulin, beta 2A
Size: 250 µL

Reactivity: Human, Mouse, Rat, Non-Human Primate, Hamster, Drosophila
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC, IHC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11242>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>