

Purified anti-Keratin 1

Rabbit Polyclonal IgG
Poly19056

BioLegend
From Revvity



100 µL

Artikel-Nr.: B905601 | **BioLegend** | Herstellernummer: 905601

173,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: IHC-F, IHC-P, WB
Clone: Poly19056
Format: PURE
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Species of Origin: Rabbit
Verpackung: 100 µL

Purified anti-Keratin 1

Clone: Poly19056
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Other_Names: Keratin, type II cytoskeletal 1, K1, CK-1, keratin 86, cytokeratin-1, 67 kD cytokeratin, type-II keratin Kb1, keratin complex 2, basic, gene 1
Size: 100 µL

Reactivity: Mouse, Rat
Format: PURE
App_Abbrev: IHC-P, WB, IHC-F
Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11427>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>