

AccuGENE 10X TAE Puffer

(0.4 M Tris-Acetat, 0.01 M EDTA (Dinatriumsalz)
pH 8.3)

1 Liter



Artikel-Nr.: 830844 | **Lonza** | Herstellernummer: 50844

79,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: 10X

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: TAE Puffer

Verpackung: 1 Liter