

Purified anti-human IgG1 Fc

Rat IgG2a, kappa

M1308A10

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B410601 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 410601

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: WB

Clone: M1308A10

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human IgG1 Fc

Clone: M1308A10

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Immunoglobulin Heavy Constant Gamma 1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=10766>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>