

Purified anti-HIV gp120

Mouse IgG1

ED8.D4

BioLegend
From Revvity



250 µL

Artikel-Nr.: B906801 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 906801

211,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Clone: ED8.D4

Format: PURE

Isotype: Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 250 µl

Purified anti-HIV gp120

Clone: ED8.D4

Isotype: Mouse IgG1

Other_Names: HTLV-III gp120, Envelope Glycoprotein gp120, HIV, gp120(HIV), HIV Envelope Glycoprotein gp120, HTLV III gp120, env Protein gp120, HIV, gp120 Envelope Glycoprotein, HIV, gp120, HTLV-III

Size: 250 µL

Reactivity: HIV

Format: PURE

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11390>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>