

Purified anti-CD66C (CEACAM 6)

Mouse IgG1, kappa
9A6

BioLegend
From Revvity



100 µL

Artikel-Nr.: B908601 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 908601

203,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, IHC-P

Clone: 9A6

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µl

Purified anti-CD66C (CEACAM 6)

Clone: 9A6

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6

Size: 100 µL

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: IHC-P, ICC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11321>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>