

## Purified anti-Vimentin

Chicken IgY

Poly29191

**BioLegend**  
From Revvity



100 µL

Artikel-Nr.: B919101 | **BioLegend** | Herstellernummer: 919101

**188,25 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion  
**App\_Abbrev:** ICC, IHC-P, WB  
**Clone:** Poly29191  
**Format:** PURE  
**Isotype:** Chicken IgY  
**Species of Origin:** Chicken  
**Verpackung:** 100 µl

Purified anti-Vimentin

Clone: Poly29191  
Isotype: Chicken IgY  
Other\_Names: CTRCT30, HEL113, epididymis luminal protein 113  
Size: 100 µL

Reactivity: Human, Rat, Mouse  
Format: PURE  
App\_Abbrev: IHC-P, WB, ICC  
Species of Origin: Chicken

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11598>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>