

Anti-HA Tag
Rabbit Polyclonal IgG
Poly9023

BioLegend
From Revvity



200 µL

Artikel-Nr.: B923501 | **BioLegend** | Herstellernummer: 923501

234,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: IP, WB
Clone: Poly9023
Format: SERUM
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Species of Origin: Rabbit
Verpackung: 200 µl

Anti-HA Tag

Clone: Poly9023
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Other_Names: HA epitope tag, HA1, HA2, hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain, YPYDVPDYA, Hemagglutinin tag
Size: 200 µL

Reactivity:
Format: SERUM
App_Abbrev: WB, IP
Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11070>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>