

Anti-Involucrin
Rabbit Polyclonal IgG
Poly19244

BioLegend
From Revvity



200 µL

Artikel-Nr.: B924401 | **BioLegend** | Herstellernummer: 924401

300,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, IHC-F, IHC-P, WB

Clone: Poly19244

Format: SERUM

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Species of Origin: Rabbit

Verpackung: 200 µl

Anti-Involucrin

Clone: Poly19244

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Other_Names: IVL

Size: 200 µL

Reactivity: Mouse

Format: SERUM

App_Abbrev: IHC-P, WB, IHC-F, ICC

Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11077>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>