

Tris-Buffered Saline 20X (1.0 M) w/ Tween 20

BioLegend
From Revvity



500 mL

Artikel-Nr.: B925501 | **BioLegend** | Herstellernummer: 925501

69,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: IHC

Format: ANC

Verpackung: 500 ml

Tris-Buffered Saline 20X (1.0 M) w/ Tween 20

Clone:

Isotype:

Other_Names: Tris-Buffered Solution 20X (1.0 M) with Tween 20

Size: 500 mL

Reactivity:

Format: ANC

App_Abbrev: IHC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11634>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>