

Recombinant Posi-Tag Epitope Tag Protein

BioLegend
From Revvity



50 µL

Artikel-Nr.: B931301 | **BioLegend** | Herstellernummer: 931301

80,25 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Format: RECOM

Verpackung: 50 µl

Recombinant Posi-Tag Epitope Tag Protein

Clone:

Isotype:

Other_Names: Posi-Tag

Size: 50 µL

Reactivity:

Format: RECOM

App_Abbrev: WB

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11623>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>