

Finntip 5 - 200 µl, orange, Extended

78 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Box à 400 Stück

Artikel-Nr.: 674441 | Thermo | Herstellernummer: 9400100

76,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Box à 400 Stück



Pipettenspitze

Passend für für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl