

Finntip 5 - 200 µl, orange, Extended, steril

78 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück



Artikel-Nr.: 674449 | Thermo | Herstellernummer: 9400133

265,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück