

Finntip 0.5 - 200 µl, gelb
52 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674450 | Thermo | Herstellernummer: 9400230

64,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück



Pipettenspitze
für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl