

Finntip 0.5 - 200 µl, gelb, steril

52 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674459 | Thermo

105,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück