

Finntip 5 - 300 µl, orange

52 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 300 µl


ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674460 | Thermo

65,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück



Pipettenspitze

für F1, F2, Novus Pipetten bis 300 µl