

Finntip 5 - 300 µl, orange, steril

52 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 300 µl


ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674469 | Thermo | Herstellernummer: 9401253

106,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück