

Finntip 100 - 1000 µl, blau, steril

71 mm lang

für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674479 | Thermo | Herstellernummer: 9401113



114,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Finntip

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück